


## VUOSIHUOLLON PESUVESINÄYTTEET 2023

**Jokaisesta vuosihuollon aikaisesta pesuvesikuormasta otetaan näyte.** Tämän ohjeen noudattaminen, puhtaata astiat ja pesuvesinäytteiden asianmukainen merkitseminen ja säilytys ovat edellytyksiä luotettavan analyysituloksen saamiseksi. Jotta näytettä on analyysiin riittävästi, on 1000 ml:n **näyteastia otettava aivan täyteen näytettä.** Pesuvesinäyte on vietävä mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen happotehtaiden alueella olevan kontin jääkaappiin, sillä vesinäytteet eivät säily.

### Puhtaata näytepullot ja tussit:

Puhtaita näytepurkkeja ja tusseja saa happotehtaiden alueella olevasta kontista (Kuvat 1-3). Rikkihappotehdas 7 pesuosaston vieressä vasemmalla, ovesa lukee vuosihuollon pesuvesinäytteet. Ovi on aina auki. Puhtaata purkit ovat muovilaatikossa.



**Kuva 1.** Rikkihappotehtailla olevan kontin sijainti.



**Kuva 2.** Rikkihappotehtailla sijaitseva kontti, ovesa lukee vuosihuollon pesuvesinäytteet.



**Kuva 3.** Näyteastioiden haku- ja palautuspaikka kontissa.

**Näyteastian merkitseminen:**

Kirjaa astiaan (Kuva 4):

- näytteenottoaika (pvm ja klo)
- mistä näyte on otettu
- mihin pesuvesi on purettu. Purkupaikka lauhteenkäsittely= LK, tiilikaivo=TK tai kuona-allas 1= KA1.

**Näytteiden tuonti konttiin:**

Tuo näyte mahdollisimman pian happotehtaan alueella sijaitsevan kontin sisällä olevaan jääkaappiin (Kuva 3) ja tarkista, että siinä on vaadittavat merkinnät (Kuva 4). Sulje jääkaappi. Valtasiirto hakee näytteet jääkaapista ja toimittaa BOHA:n laboratorioon analysoitavaksi.

**Lisätietoja:**

**L&T:** Jusa Johansson, puh: 050 385 1679, Jori Aronpää, puh: 050 385 6404

**BOHA:** Fanni Martti, puh: 050 377 8368, Katriina Mannonen, puh: 050 439 1726

**BOHAN laboratorio:** Mirka Lindfors puh: 050 395 7213



**Kuva 4.** Näytepullon merkitseminen.