


## VUOSIHUOLLON PESUVESINÄYTTEET 2024

**Jokaisesta vuosihuollon aikaisesta pesuvesikuormasta otetaan näyte.** Tämän ohjeen noudattaminen, puhtaastiat ja pesuvesinäytteiden asianmukainen merkitseminen ja säilytys ovat edellytyksiä luotettavan analyysituloksen saamiseksi. Jotta näytettä on analyysihin riittävästi, on 1000 ml:n **näyteastia otettava aivan täyteen näytettä.** Pesuvesinäyte on vietävä mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen happotehtaiden alueella olevan kontin jääkaappiin, sillä vesinäytteet eivät säily.

### Puhtaat näytepullot ja tussit:

Puhtaita näytepurkkeja ja tusseja saa happotehtaiden alueella olevasta kontista (Kuvat 1-3). Rikkihappotehdas 7 pesuosaston vieressä vasemmalla, ovesa lukee vuosihuollon pesuvesinäytteet. Ovi on aina auki. Puhtaat purkit ovat muovilaatikossa.



**Kuva 1.** Rikkihappotehtailla olevan kontin sijainti.



**Kuva 2.** Rikkihappotehtailla sijaitseva kontti, ovesa lukee vuosihuollon pesuvesinäytteet.



**Kuva 3.** Näyteastioiden haku- ja palautuspaikka kontissa.

**Näyteastian merkitseminen:**

Kirjaa astiaan (Kuva 4):

- näytteenottoaika (pvm ja klo)
- mistä näyte on otettu
- mihin pesuvesi on purettu. Purkupaikka esim.  
Lauhteenkäsittely= LK, tiilikaivo=TK tai kuona-allas 1= KA1.

**Näytteiden tuonti konttiin:**

Tuo näyte mahdollisimman pian happotehtaan alueella sijaitsevan kontin sisällä olevaan jääkaappiin (Kuva 3) ja tarkista, että siinä on vaadittavat merkinnät (Kuva 4). Valtasiirto hakee näytteet jääkaapista ja toimittaa BOHA:n laboratorioon analysoitavaksi.

**Lisätietoja:**

**L&T:** Jusa Johansson, puh: 050 385 1679, Jori Aronpää, puh: 050 385 6404

**BOHA:** Essi Heponeva, puh: 040 153 1154, Katriina Mannonen, puh: 050 439 1726

**BOHAn laboratorio:** Mirka Lindfors puh: 050 395 7213



**Kuva 4.** Näytepullon merkitseminen.