


VUOSIHUOLLON PESUVESINÄYTTEET 2026

Jokaisesta vuosihuollon aikaisesta pesuvesikuormasta otetaan näyte. Tämän ohjeen noudattaminen, puhtaat astiat ja pesuvesinäytteiden asianmukainen merkitseminen ja säilytys ovat edellytyksiä luotettavan analyysituloksen saamiseksi. Jotta näytettä on analyysiin riittävästi, on 1000 ml:n näyteastia otettava aivan täyteen näytettä. Pesuvesinäyte on vietävä mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen happotehtaiden alueella olevan kontin jääkaappiin, sillä vesinäytteet eivät säily.

Puhtaat näytepullot ja tussit:

Puhtaita näytepurkkeja ja tusseja saa happotehtaiden alueella olevasta kontista (Kuvat). Rikkihappotehdas 7 pesuosaston vieressä vasemmalla, ovesta lukee vuosihuollon pesuvesinäytteet. Ovi on aina auki. Puhtaat purkit ovat muovilaatikossa.



Näyteastian merkitseminen:

Kirjaa astiaan:

- näytteenottoaika (pvm ja klo)
- mistä näyte on otettu
- mihin pesuvesi on purettu. Purkupaikka esim.
- Lauhteenkäsittely= LK, tiilikaivo=TK tai kuona-allas 1= KA1.



Näytteiden tuonti konttiin:

Tuo näyte mahdollisimman pian happotehtaan alueella sijaitsevan kontin sisällä olevaan jääkaappiin ja tarkista, että siinä on vaadittavat merkinnät. Valtasiirto hakee näytteet jääkaapista ja toimittaa BOHA:n laboratorioon analysoitavaksi.

Lisätietoja:

L&T: Jusa Johansson puh: 050 385 1679, Jori Aronpää puh: 050 385 6404

BOHA ympäristö: Sanni Törölä puh: 040 509 8027, Katriina Mannonen puh: 050 439 1726

BOHA laboratorio: Mirka Lindfors puh: 050 395 7213